



FreeStyle
Libre

Consigli utili per indossare il sensore FreeStyle Libre

6.2  mmol/L

3 PASSAGGI

Il sensore FreeStyle Libre aderisce meglio sulla cute lavata, pulita e asciugata prima dell'applicazione.

1. LAVARE

Per lavare il punto in cui si desidera applicare il sensore, usare **soltanto sapone non idratante e privo di profumo**.

2. PULIRE

Utilizzare un panno imbevuto di **alcol¹, non idratante e senza additivi**, come glicerina, e lasciare asciugare la cute all'aria.

3. ASCIUGARE

Attendere che la cute sia **completamente asciutta** prima di applicare il sensore, soprattutto se si desidera applicare il sensore dopo la doccia o il nuoto.



IMPORTANTE: non utilizzare disinfettanti/salviette per le mani per pulire il punto di applicazione.

SUGGERIMENTI per migliorare ulteriormente l'adesione del sensore



FreeStyle Libre è previsto per una durata d'uso fino a 14 giorni, tuttavia la sensibilità cutanea ai prodotti adesivi utilizzati varia da persona a persona.

Prima di applicare il sensore:

- Scegliere un punto di applicazione sicuro: sulla parte posteriore superiore del braccio.
- Non usare creme sul punto in cui si desidera applicare il sensore, in quanto le soluzioni o le creme per il corpo possono lasciare residui oleosi sulla cute.
- Rasare eventuali peli sul braccio che potrebbero rimanere tra la superficie adesiva del sensore e la cute.

Applicazione di cerotti, bende o medicazioni sul sensore FreeStyle Libre:

- Fare attenzione in questo caso che l'apertura del sensore non venga coperta.
- Contemporaneamente al sensore, si possono applicare anche bende o medicazioni tuttavia occorre rimuoverle solo quando è il momento di rimuovere il sensore.
- Utilizzare un cerotto, una benda o una medicazione di grado medicale.



CONSIGLI per mantenere saldamente attaccato il sensore



MOVIMENTI LENTI

Quando ci si veste e sveste, fare attenzione che la biancheria intima non rimanga impigliata al sensore.



PRUDENZA

Fare attenzione che il sensore non rimanga impigliato al telaio della porta, alla porta dell'auto, alle cinture di sicurezza o a spigoli di mobili.



ASCIUGATURA

Quando ci si asciuga dopo la doccia o il nuoto, fare attenzione che il sensore non rimanga impigliato e venga strappato via.



ABBIGLIAMENTO COMODO

Lasciare libero il sensore, indossando un abbigliamento ampio e tessuti leggeri.



NON MANIPOLARE

Fare attenzione a non giocherellare, tirare o altrimenti toccare il sensore quando è applicato.



SPORT DA CONTATTO E SPORT INTENSIVI

Scegliere accuratamente il punto di applicazione sulla parte posteriore superiore del braccio per limitare il più possibile il pericolo che il sensore possa essere strappato. Proteggere eventualmente il sensore con un cerotto, una benda o una medicazione.

PER EVENTUALI DOMANDE RIVOLGERSI AL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

Numero del servizio clienti per tutte le domande relative al sistema di monitoraggio FreeStyle Libre:



0800 – 804 404* (numero verde)

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (giorni feriali) dalle ore 08:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle 17:00.

Per ottenere risposta a domande frequenti, scansionare il codice QR oppure visitare il nostro sito web www.FreeStyle.Abbott



* Le chiamate al servizio clienti potrebbero essere registrate e memorizzate da Abbott su server situati nella UE. Utilizzando il numero 0800 804 404 l'utente dichiara di acconsentire a questa procedura. Le chiamate sono gratuite dalla rete fissa svizzera e dalla rete mobile svizzera a livello nazionale.



FreeStyle
Libre

www.FreeStyle.Abbott



life. to the fullest.®

Abbott

Le immagini sono foto di agenzia scattate con modelli.

1. Il panno imbevuto di alcol non è incluso nella fornitura del set del sensore.

FreeStyle, Libre, e i marchi collegati sono marchi di Abbott. Altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori.

© 2023 Abbott | ADC-45837 v2.0