




FreeStyle Libre

Conseils utiles sur le port du capteur FreeStyle Libre

6.2  mmol/L



3 ÉTAPES

Le capteur FreeStyle Libre adhère mieux une fois la peau lavée, nettoyée et séchée avant l'application.

1. LAVAGE

Utilisez exclusivement un **savon non hydratant et sans parfum** pour laver la zone où le capteur sera appliqué.

2. NETTOYAGE

Utilisez une **lingette alcoolisée¹ non hydratante, sans ingrédient supplémentaire**, comme la glycérine et laissez la peau sécher à l'air.

3. SÉCHAGE

Laissez la peau sécher entièrement avant d'appliquer le capteur. Ceci est particulièrement important si vous prévoyez d'appliquer un capteur après une douche ou une séance de natation.



IMPORTANT: n'utilisez **aucun** désinfectant pour les mains ni lingette désinfectante pour nettoyer la zone d'application.

REMARQUES pour une adhérence encore meilleure du capteur



FreeStyle Libre est conçu pour être porté pendant 14 jours maximum. Cependant, la sensibilité cutanée à l'égard des produits adhésifs diffère d'une personne à une autre.

Avant d'appliquer le capteur:

- Veillez à choisir un site d'application approuvé – le dos du haut du bras.
- N'appliquez rien sur la zone où l'applicateur doit être posé, les lotions corporelles et crèmes étant susceptibles de laisser des résidus gras sur la peau.
- Veillez à raser tous les poils susceptibles d'être coincés entre l'adhésif et la peau.

Application d'un pansement, d'une bande ou d'un adhésif sur le capteur FreeStyle Libre:

- L'ouverture du capteur ne doit jamais être recouverte.
- Des pansements ou des bandes supplémentaires peuvent être appliqués au moment de poser le capteur. Mais vous ne devez jamais ôter ces protections avant que le capteur ne soit prêt à être retiré.
- Utilisez un adhésif, un pansement, ou une bande de qualité médicale.



CONSEILS pour maintenir le capteur en place



PAS DE PRÉCIPITATION

Lorsque vous vous habillez ou vous déshabillez, veillez à ne pas accrocher vos sous-vêtements avec le capteur.



PRUDENCE

Veillez à ne pas accrocher votre capteur à une embrasure de porte, une portière de voiture, une ceinture de sécurité ou une arête de meuble.



TAMPONNER SOIGNEUSEMENT

Après une douche ou une séance de natation, évitez soigneusement d'accrocher ou de tirer sur votre capteur lorsque vous vous séchez.



VÊTEMENTS CONFORTABLES

Offrez suffisamment d'espace à votre capteur pour qu'il respire en portant des vêtements amples et légers.



PAS TOUCHE!

Essayez de ne pas jouer, tirer ou toucher le capteur lorsque vous le portez.



SPORTS DE CONTACT ET EFFORTS INTENSES

Choisissez soigneusement un site dans la partie supérieure et arrière du bras, qui minimisera le risque d'accrochage. Songez, le cas échéant, à poser un pansement, une bande ou un adhésif par-dessus.

EN CAS DE QUESTION, OBTENEZ DE L'AIDE AUPRÈS DE NOTRE SERVICE CLIENT

Numéro du service client pour toute question relative aux systèmes de mesure FreeStyle Libre:



0800 – 804 404* (appel gratuit)

Contactez-nous du lundi au vendredi (les jours ouvrables) de 8h à 18h et le samedi de 9h à 17h.

Pour consulter les réponses aux questions les plus fréquemment posées, veuillez scanner le code QR ou vous rendre sur le site www.FreeStyle.Abbott



* Les appels téléphoniques adressés au service client peuvent être enregistrés et conservés par Abbott sur des serveurs installés au sein de l'UE. En composant le numéro 0800 804 404, vous acceptez cette procédure. Appel gratuit à partir du réseau fixe suisse ainsi que du réseau mobile suisse en national.



FreeStyle
Libre

www.FreeStyle.Abbott



life. to the fullest.®

Abbott

Les illustrations sont des photos d'agence prises avec des modèles.

1. La lingette alcoolisée n'est pas fournie avec le set de capteur.

FreeStyle, Libre, et les marques apparentées sont des marques d'Abbott. Les autres marques sont la propriété de leur fabricant respectif.

© 2023 Abbott | ADC-45583 v2.0