




FreeStyle  
*Libre*

# Maneje sus niveles de glucosa con más confianza


Usted puede tomar mejores decisiones.

## Saber Para **Actuar**

FreeStyle, Libre y las marcas comerciales relacionadas son marcas de Abbott.  
Consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso. Ensayo orientativo para la autodetección  
de glucosa en líquido intersticial o de glucosa y cetonas en sangre, sin valor diagnóstico.  
Sensor Reg. San. 1090E2017 SSA ADC-62052 v1.0 10/2022 No. de Autorización 223300201B2245



112 <sup>↗</sup> mg/dl



 **Abbott**  
life. to the fullest.®



FreeStyle  
Libre

## CONSEJOS ÚTILES PARA USAR EL SENSOR

### 1. LAVAR

Use únicamente **jabones no hidratantes y sin aroma** para lavar el área donde aplicará el sensor.

### 2. LIMPIAR

Use el paño con alcohol que se suministra en el sensor para **eliminar cualquier residuo grasoso**.

### 3. SECAR

**Permita que su piel se seque por completo** antes de aplicar el sensor. Esto es especialmente importante si planea aplicar el sensor después de ducharse o nadar.

## ANTES DE APLICAR EL SENSOR:

- Asegúrese de elegir un sitio de aplicación adecuado: la parte posterior del brazo.
- No use crema ni loción corporal en el lugar donde aplicará el sensor, ya que estos productos pueden dejar residuos grasosos en la piel.
- Depile cualquier exceso de bello en el brazo, ya que puede enredarse entre el adhesivo del sensor y la piel.



128 mg/dL

 **Abbott**  
life. to the fullest.®



## CONSEJOS PARA MANTENER EL SENSOR EN SU LUGAR



### SEA CUIDADOSO

Tenga cuidado para que el sensor no quede atrapado en el umbral de una puerta, la puerta o el cinturón de un automóvil o los bordes de un mueble.




### SEQUE CON PEQUEÑAS PALMADITAS

Después de una ducha o de nadar, sea sumamente cuidadoso al secarse con la toalla a fin de evitar enganchar o desprender el sensor.



### VÍSTASE PARA GANAR

Procure darle espacio al sensor para que respire usando prendas de vestir sueltas y materiales livianos.



### VAYA CON CALMA

Cuando se vista o desvista, sea cuidadoso para evitar que su ropa se enganche con el sensor.



### DEPORTES DE CONTACTO Y EJERCICIO INTENSO

Asegúrese de seleccionar un sitio en la parte posterior del brazo que minimice el riesgo de contacto con el sensor y considere la posibilidad de usar un adhesivo de grado médico o productos que ayuden a la adhesión. Puede consultar por ellos llamando a nuestro centro de atención al 800 711 2208.



### MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS

Intente no jugar con el sensor, no tocarlo ni tirar de él, mientras lo usa.