




FreeStyle  
LibreLink

112   
mg/dL



## Unterstützt Sie die Kontrolle zu übernehmen

Jetzt werden Ihre Insulindaten von  
Ihrem smarten Insulinpen<sup>1</sup> mit einem  
Scan an die FreeStyle LibreLink App<sup>2</sup>  
übertragen, damit Sie Ihren Diabetes  
im Griff haben.



Einfach Mehr Wissen

 **Abbott**  
*life. to the fullest.®*

Glukosdaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.

1. Die FreeStyle LibreLink App ist nur kompatibel mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus. 2. Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.

Unterstützt Sie dabei, die Kontrolle über Ihren Diabetes zu übernehmen

Jetzt können Sie Ihre Insulin- und Glukosedaten direkt in der App<sup>1</sup> ohne manuelle Eintragungen sehen



Übertragen Sie Ihre Insulindaten automatisch vom NovoPen<sup>®</sup> 6 oder NovoPen Echo<sup>®</sup> Plus Insulinpen<sup>1</sup> mit einem Scan an die FreeStyle LibreLink App<sup>2</sup>.



### Verbinden

So übertragen Sie Ihre Insulindaten in die App:

Halten Sie den Pen<sup>2</sup> ruhig an die **obere (iPhone)** oder an die **Rückseite (Android)** Ihres Smartphones, bis Sie einen Ton hören. Möglicherweise müssen Sie den Pen etwas bewegen, um die richtige Stelle zu finden. Sie erhalten eine Bestätigung auf dem Bildschirm nach der erfolgreichen Übertragung.



Behalten Sie den Überblick und sehen Sie die Wirkung der Insulineinheiten auf Ihren Glukosespiegel mit der FreeStyle LibreLink App.



### Überprüfen

Betrachten Sie Ihre verabreichten Insulindosen.



Teilen<sup>3</sup> Sie ganz einfach Berichte, die Glukose- und Insulineinheiten nebeneinander anzeigen, damit Ihr Arzt individuelle Therapieempfehlungen geben kann.



### Teilen<sup>3</sup>

Mit Ihrer Erlaubnis kann Ihr Arzt Ihre Insulin- und Glukosedaten einsehen.

Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.  
**1.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur kompatibel mit NovoPen<sup>®</sup> 6 und NovoPen Echo<sup>®</sup> Plus. **2.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **3.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung.

Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.

**1.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **2.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur kompatibel mit NovoPen<sup>®</sup> 6 und NovoPen Echo<sup>®</sup> Plus. **3.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung.

## Die digitale FreeStyle Libre Produktwelt – eine App<sup>1</sup> verbindet alles



Daten, die von einem kompatiblen smarten Insulinpen<sup>2</sup> aufgezeichnet wurden, können einfach in die FreeStyle LibreLink App übertragen werden.



### LibreView

Teilen<sup>4</sup> Sie Ihre Glukosdaten mit Ihrem medizinischen Diabetesteam für fundierte Handlungsempfehlungen<sup>5</sup>.



### LibreLinkUp

Glukosewerte mit ausgewählten Personen teilen<sup>4,6</sup>.

## FreeStyle LibreLink<sup>1</sup> – einfaches Monitoring, einfaches Teilen<sup>2</sup> und bessere Kontrolle<sup>3</sup>



### Glukose überwachen

Überprüfen Sie Ihre Glukose jederzeit<sup>4</sup> und überall<sup>5</sup> – nachdem die App heruntergeladen wurde, ist keine Internetverbindung erforderlich und es fallen keine Anschaffungskosten an.<sup>6</sup>

### Daten teilen

Teilen Sie auf einfache Weise Glukosdaten mit Ihren Angehörigen und Ihrem Diabetesteam.

### Bessere Kontrolle

Nutzer der FreeStyle LibreLink App verbringen im Vergleich zu den Nutzern eines Lesegeräts zusätzliche 1,2 Stunden pro Tag mehr im Zielbereich<sup>7</sup>.

Glukosdaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.


1. Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Die FreeStyle LibreLink App ist nur kompatibel mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus. 3. Unger J., Postgrad Med. (2020): <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393> 4. Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. 5. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. 6. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView.

Glukosdaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.

1. Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. 3. Evans M., Diabetes Ther. (2020): <https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0>. 4. Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit. 5. Der Sensor ist in bis zu 1 m Wassertiefe für die Dauer von bis zu 30 Minuten wasserfest. 6. Der Kauf von FreeStyle Libre oder FreeStyle Libre 2 Sensoren ist erforderlich. 7. Kao K., J Diabetes Sci Technol. (2021): <https://doi.org/10.1177/19322968211044141>.



Mehr Zeit im Zielbereich zu sein, hat einen positiven Einfluss auf Ihren Diabetes<sup>1</sup>




Wenn die Zeit, die Sie im Zielbereich verbringen, steigt, sinkt Ihr HbA1c<sup>2</sup>

Nutzer der FreeStyle LibreLink App<sup>3</sup> verbringen im Vergleich zu Nutzern eines Lesegeräts zusätzliche 1,2 Stunden pro Tag im Zielbereich<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Battelino T., Diabetes Care. (2019): <https://doi.org/10.2337/dci19-0028> <sup>2</sup> Vigersky RA., Diabetes Technol Ter (2019): <https://doi.org/10.1089/dia.2018.0310> <sup>3</sup> Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. <sup>4</sup> Kao K., J Diabetes Sci Technol. (2021): <https://doi.org/10.1177/19322968211044141>.

Die FreeStyle LibreLink App<sup>1</sup> berechnet automatisch Ihre Zeit im Zielbereich

Der Bericht Zeit im Zielbereich zeigt Ihnen den Prozentsatz an Zeit, in der Ihre Glukosewerte im, über oder unter dem Zielbereich waren.



Glukosdaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.

<sup>1</sup> Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.

# FreeStyle LibreLink


Die digitale FreeStyle Libre Produktwelt unterstützt Sie bei der besseren Kontrolle<sup>1</sup> Ihres Diabetes



**Integration**



**Einfache Analyse**




**Einfache Verbindung**

Übertragen Sie mit einem einfachen Scan Ihre Daten automatisch vom kompatiblen, smarten Insulinpen<sup>3</sup>, um sie in Ihrer App<sup>4</sup> zu verfolgen.

Führen Sie fundiertere Therapiegespräche mit Ihrem Diabetesteam persönlich oder virtuell.

Entspannung und ruhiges Gewissen für Familienmitglieder.

**LADEN SIE NOCH HEUTE DIE FREESTYLE LIBRELINK APP HERUNTER!**



[www.FreeStyle.Abbott](http://www.FreeStyle.Abbott)

 **Abbott**  
*life. to the fullest.®*

Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. Glukosdaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.  
**1.** Evans M., Diabetes Ther. (2020): <https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0>. **2.** Unger J., Postgrad Med. (2020): <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393>. **3.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur kompatibel mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus. **4.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite [www.LibreLink.at](http://www.LibreLink.at), um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.  
FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott. Apple und das Apple Logo sind eingetragenen Marken von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern. App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus sind eingetragenen Marken von Novo Nordisk A/S, Dänemark.