


# يمكنك الفحص بدون وخز\*1



البيانات المحاكاة للأغراض التوضيحية فقط.  
ولاتعود الى مريض حقيقي أو تعد بيانات حقيقية.

## اتجاه سهم الجلوكوز:

يعطيك اتجاه سهم الجلوكوز مؤشراً عن توجه وسرعة تغير الجلوكوز لديك

الجلوكوز يرتفع بسرعة  
(أكثر من ٢ ملجم / ديسيلتر في الدقيقة)




الجلوكوز يرتفع  
(بين ١ و ٢ ملجم / ديسيلتر في الدقيقة)



الجلوكوز يتغير ببطء  
(أقل من ١ ملجم / ديسيلتر في الدقيقة)



الجلوكوز يهبط  
(بين ١ و ٢ ملجم / ديسيلتر في الدقيقة)



الجلوكوز يهبط بسرعة  
(أكثر من ٢ ملجم / ديسيلتر في الدقيقة)

