

FreeStyleリブレLinkアプリ 推奨環境

「FreeStyleリブレ 2 センサー」は、FreeStyleリブレLinkアプリの以下の環境でご使用頂けます。最新の推奨環境に関する情報は弊社Webサイトに掲載しておりますので、ご使用の際はご確認ください。

アプリバージョン	OS	OS バージョン	端末
2.11.2	iOS	15.5, 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.6.1, 17.7, 18, 18.0.1	iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, SE (2022), 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
	Android™	8*, 8.1*, 9*, 10*, 11, 12, 13, 14	Samsung Galaxy A7, A10, A12, A13 5G, A15, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A30, A32, A32 5G, A40, A41, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, Feel2, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10 5G, S10e, S10 Lite, S10+, S20, S20 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S20+, S20+ 5G, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21 5G Olympic Games Edition, S21 FE 5G, S21+ 5G, S22, S22 Ultra, S22+, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S24, S24 Ultra, S24+, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Flip5, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4, Z Fold5 *FreeStyleリブレセンサーは以下も対応。(A21 シンプル, A33 5G, A50, A51, A53 5G, M31) Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro XL Huawei P20 Pro, P30 Pro LG style3 Sony Xperia 1 II, 1 III, 5, 8, 10 II, 10 III, Ace II Sharp AQUOS R3, R5G, R6, sense3, sense3 plus, sense3 plus サウンド, sense4, sense4 lite, zero2 Fujitsu Arrows 5G, Be3, Be4, Be4 Plus, NX9, U Kyocera DuraForce Pro 2, Torque G04 OPPO Reno A, Reno3 A, Reno5 A Tinnno Rakuten Hand Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G, 11 Lite 5G NE, 11T, Mi Note 10 Lite, POCO F3, POCO X3 NFC Motorola moto g 51 5G Asus Zenfone 8 HTC Desire 22 Pro

※上記は2025年3月現在のものとなります。最新の推奨環境は弊社Webサイト(www.myFreeStyle.jp)にてご確認ください。

※ご使用にはNFCを有効にすることが必要です。

※上記以外の機器やOSについては、弊社は検証を実施しておりません。また不正改造機器（「ジェイルブレイク」機器）やベータ版のOSについては、検証をしておらず、サポートも行っておりません。

※OSバージョンを更新する際は、他のご使用アプリ等に影響がある場合がございますので、ご注意のうえ更新ください。

*お手持ちのモバイル機器とOSが製造業者によって引き続きサポートされていることをご確認ください。サポートされていないモバイル機器やOSバージョンを使用すると、アプリのセキュリティおよび機能に影響する場合があります。

お客様
相談窓口

0120-37-8055

[営業時間 8:00~20:00 (平日) 8:00~17:00 (祝日) ※土日除く]

 **Abbott**
life. to the fullest.®