

ご使用患者さん向け



FreeStyleリブレLinkアプリ 推奨環境

「FreeStyleリブレ 2 センサー」は、FreeStyleリブレLinkアプリの以下の環境でご使用いただけます。
最新の推奨環境に関する情報は弊社Webサイトに掲載しておりますので、ご使用の際はご確認ください。
(アプリバージョン：2.13.1)

iOS	OS バージョン	15.5, 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.6.1, 17.7, 18, 18.0.1, 18.2.1, 18.3, 18.3.1, 18.3.2, 18.4, 18.4.1, 18.5, 18.6, 18.6.1, 18.6.2, 18.7, 18.7.1, 18.7.2, 18.7.3, 18.7.4, 18.7.5, 18.7.6, 18.7.7, 26, 26.0.1, 26.1, 26.2, 26.2.1, 26.3, 26.3.1, 26.4, 26.4.1
	端末	iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, SE (2022), 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e, 17, 17 Pro, 17 Pro Max, Air
Android TM	OS バージョン	8*, 8.1*, 9*, 10*, 11, 12, 13, 14, 15, 16*2 *2Samsungのスマートフォンでは、2025年12月より前の Android セキュリティパッチが適用された端末は、動作の互換性が確認されていません。（お使いの機種種のセキュリティパッチのバージョンは、設定メニューの【ソフトウェア情報】画面から確認できます。）
	端末	Samsung Galaxy A05s, A7, A10, A12, A13 5G, A14, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A17 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A23 5G, A24, A26 5G, A30, A30s, A32, A32 5G, A34 5G, A36 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, Feel2, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10 5G, S10e, S10 Lite, S10+, S20, S20 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S20+, S20+ 5G, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21 5G Olympic Games Edition, S21 FE 5G, S21+ 5G, S22, S22 Ultra, S22+, S23, S23 Ultra, S23 FE, S23+, S24, S24 Ultra, S24 FE, S24+, S25, S25 Ultra, S25+, S25 Edge, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7 *FreeStyleリブレセンサーは以下も対応（A21 シンプル, A33 5G, A50, A51, A53 5G, M31） Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9a, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL Huawei P20 Pro, P30, P30 Pro LG style3 Sony Xperia 1 II, 1 III, 5, 8, 10 II, 10 III, Ace II, 10 V Sharp AQUOS R3, R5G, R6, sense3, sense3 plus, sense3 plus サウンド, sense4, sense4 lite, zero2 Fujitsu Arrows 5G, Be3, Be4, Be4 Plus, NX9, U Kyocera DuraForce Pro 2, Torque G04 OPPO Reno A, Reno3 A, Reno5 A, A54 5G Tinno Rakuten Hand Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi 9, Redmi 9C NFC, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T, Redmi 10C, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, 11 Lite 5G NE, 11T, 11T Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi 12, Redmi 12 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi 14C, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro Mi Note 10 Lite, 14T Pro, POCO F3, POCO X3 NFC, POCO X3 Pro, POCO X7 Pro Motorola moto g 51 5G, moto g84 5G, moto g 5G(2024), Motorola edge 5G UW (2021), Motorola moto g(2025) Asus Zenfone 8, HTC Desire 22 Pro, HONOR 90 Lite

※上記は2026年6月現在のものとなります。最新の推奨環境はFreeStyleリブレご使用患者さん向けWebサイト(<https://www.freestyle.abbott/ja-jp/home.html>)にてご確認ください。
※ご使用にはNFCを有効にする必要があります。
※上記以外の機器やOSについては、弊社は検証を実施しておりません。また不正改造機器（「ジェイルブレイク」機器）やベータ版のOSについては、検証をしておらず、サポートも行っておりません。
※OSバージョンを更新する際は、他のご使用アプリ等に影響がある場合がございますので、ご注意のうえ更新ください。
※お手持ちのモバイル機器とOSが製造業者によって引き続きサポートされていることをご確認ください。サポートされていないモバイル機器やOSバージョンを使用すると、セキュリティおよび機能に影響する場合があります。

本社：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
東京都港区三田 3-5-27

製造販売元：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
千葉県松戸市松飛台 278

お客様相談窓口 0120-37-8055

【営業時間 8:00～20:00（平日）、8:00～17:00（祝日）※土日除く】

