Libre



Einfach war noch nie so einfach – jetzt die neue Libre App[1] entdecken.

Große Neuigkeiten für unsere kleinen Sensoren! Entdecken Sie die neue Libre App[1].

Abbott

Die neue Libre App[1] vereint die bewährten Funktionen, auf die Sie sich bereits verlassen, mit den Verbesserungen, die Sie sich gewünscht haben.

Glukosewerte **in Echtzeit** direkt auf Ihrem Smartphone.

NEU

Eine App für alle Sensoren des FreeStyle Libre Systems[4].

NEU

Erhalten Sie Ihre Werte direkt auf Ihrer Apple Watch[2,3].



Notizen zu Ernährung, Aktivität und Medikation lassen sich **ganz einfach hinzufügen**.

Individuell anpassbarer **Zielbereich**[5].

NEU

Interaktive, verschiebbare Glukosekurven für tiefere Einblicke.

Sensorlaufzeit jederzeit im Blick.

NEU

Diskrete, ansteigende Alarme[6], die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

NEU

Navigationsleiste für schnellen Zugriff auf relevante Informationen.

NEU

Stummschaltung der Alarme für bis zu 9 Stunden[7].

Starten Sie Ihren nächsten Sensor[4] mit der Libre App[1] schnell und unkompliziert[8].

WICHTIG

Wenn Sie bereits einen Sensor tragen, nutzen Sie diesen einfach weiter mit Ihrer aktuellen App, bis ein Wechsel des Sensors erforderlich ist.



1. Laden Sie die Libre App herunter und öffnen Sie sie über das App-Symbol.
2. Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
3. Haben Sie bereits ein LibreView-Konto? Dann melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Falls nicht, erstellen Sie ein Konto.

Wenn Sie bereits ein LibreView[9] Konto haben, werden Ihre bisherigen Glukosedaten automatisch[10,11] übertragen, sobald Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort anmelden.

4. Durchlaufen Sie die Schritt-für-Schritt-Einführung.
5. Jetzt können Sie mit Ihrem neuen Sensor starten.

Libre

Laden Sie die neue Libre App[1] herunter.

Scannen Sie den QR-Code, um die App auf Ihr Smartphone zu laden.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Haben Sie Fragen? Unser Kundenservice hilft gerne!

0800 93 00 93

Montag bis Freitag (werktags) von 08:00–18:00 Uhr.
Kostenlos aus dem österreichischen Festnetz und Mobilfunknetz.

Medizinprodukt. Bitte die Gebrauchsanweisung genau beachten.
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.

1 Die Libre App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyle.Abbott, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **2** Glukoseinformationen und Benachrichtigungen werden nur empfangen, wenn sich Ihr Smartphone in Reichweite Ihres Sensors und Ihrer Smartwatch befindet. Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch werden aus der Libre App auf Ihrem Smartphone gespiegelt. Sie müssen die entsprechenden Einstellungen auf Ihrem Smartphone aktivieren, um Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch zu erhalten. **3** Die Libre App für Smartwatches ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.freestyle.abbott um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. Für die Nutzung der Libre App ist eine Registrierung bei LibreView erforderlich. Die Libre App für Smartwatches darf nicht zur Grundlage von Therapieentscheidungen verwendet werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Libre App auf Ihrem Smartphone. **4** Die Libre App ist kompatibel mit folgenden Sensoren: FreeStyle Libre 2 Plus Sensoren und FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren. **5** Der Standard-Zielbereich liegt bei 70–180 mg/dL. Den individuellen Zielbereich sollten Sie mit medizinischem Fachpersonal festlegen. **6** Benachrichtigungen werden nur empfangen, wenn die Alarmeinstellungen aktiviert sind und sich der Sensor ohne Hindernisse innerhalb von 10 Metern des Empfangsgeräts befindet. **7** Die Stummschaltung ermöglicht es Nutzer:innen Alarme für Signalverlust und Glukosewerte für bis zu neun Stunden stummzuschalten. Während dieser Zeit sind akustische Alarme deaktiviert, auch wenn die Funktion „Nicht stören überschreiben“ aktiviert ist. Je nach Geräteeinstellungen können weiterhin visuelle Hinweise und Vibrationssignale ausgegeben werden. **8** Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit. **9** LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. **10** Das Gerät der Nutzer:in muss über eine Internetverbindung verfügen, damit Glukosedaten automatisch in LibreView hochgeladen werden können. **11** Die Apps der FreeStyle Libre Systeme sind darauf ausgelegt, den Austausch von Daten zwischen Patient:innen sowie deren medizinischem Fachpersonal und Betreuungspersonen zu ermöglichen.

© 2026 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Libre, das Schmetterlingslogo, die Form und das Erscheinungsbild des Sensors, die Farbe Gelb sowie sämtliche damit zusammenhängende Marken und/oder Designs sind das geistige Eigentum der Abbott Unternehmensgruppe in ausgewählten Ländern. | ADC-2692919 v1.0 | August 2026

Abbott