Libre





Hilft Ihnen, mit Diabetes nach Ihren Vorstellungen zu leben.[1]

Zuckerwerte jede einzelne Minute[3] direkt auf das Smartphone[2] mit dem FreeStyle Libre 3 System.

Das ist Fortschritt.

Abbott



FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE, FÜR MEHR FLEXIBILITÄT IM ALLTAG.

Das FreeStyle Libre 3 System unterstützt Sie bei Ihrem Diabetesmanagement

Das FreeStyle Libre 3 System besteht aus dem FreeStyle Libre 3 Plus Sensor und der kostenlosen Libre App[2] oder alternativ dem FreeStyle Libre 3 Lesegerät. Der Sensor misst und speichert automatisch jede Minute[3] Ihre Glukosewerte, welche direkt an die Libre App auf Ihr Smartphone (oder alternativ auf das Lesegerät) übertragen werden.







Sicher[4,5]


Minutengenaue Zuckerwerte werden direkt und automatisch auf das Smartphone übertragen.


Diskret[6]

Der derzeit kleinste und flachste[7] Sensor der Welt – kleiner als zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen.

Einfach[8]

Das einfache kontinuierliche Glukosemesssystem – mit einteiligem Applikator.









DER DERZEIT KLEINSTE UND FLACHSTE SENSOR DER WELT.[7]

Ihr FreeStyle Libre 3 System



FreeStyle Libre 3 Plus Sensor

- **Kein routinehaftes Fingerstechen**[9,10] mehr erforderlich.
- Er kann bis zu **15 Tage** lang Tag und Nacht getragen werden.
- Der Sensor **misst und speichert** die ganze Zeit über **automatisch jede Minute**[3] den Zuckerwert – auch bei Signalverlust[11].
- Der Sensor ist **wasserfest** und kann beim Baden, Duschen und Schwimmen getragen werden[12].

Libre App[2]

- **Glukosewerte in Echtzeit**[3] direkt auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrer Apple Watch[13,14,15].
- **Diskrete, ansteigende Alarme**[16], die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
- **Einfaches Teilen**[17,18] der Zuckerdaten mit Angehörigen (über die LibreLinkUp[19] App) oder Ihrem Diabetesteam (über LibreView.com).

KONNEKTIVITÄT, DIE UNTERSTÜTZT.



Übertrifft hinsichtlich Konnektivität[20] und Zuverlässigkeit[21]

GROSSE REICHWEITE

Starke Bluetooth-Verbindung mit 10 Metern.

SCHNELLE VERBINDUNG

Im Falle eines Signalverlustes verbindet sich das FreeStyle Libre 3 System im Durchschnitt innerhalb von 30 Sekunden wieder mit dem Smartphone.

KEINE DATENLÜCKEN

Der Sensor selbst speichert automatisch die Daten auch bei Signalverlust bis zu 15 Tage lang.

Genaue Messwerte, jede Minute, jede Stunde und jeden Tag für bis zu 15 Tage

AUSGEZEICHNETE MESSGENAUIGKEIT[22]

Präzise Glukosewerte über 15 Tage – automatisch, jede Minute und ohne Scannen auf dem Smartphone.[2]

OPTIONALE GLUKOSEALARME[11,16]

Lassen Sie minutengenau wissen, wenn Sie Ihre festgelegten Alarmgrenzen über- oder unterschreiten.

KLINISCH BELEGTE ERGEBNISSE

Signifikante Reduktion des HbA1c-Wertes und Reduzierung von Unterzuckerungen[4, 5,23,24].

Libre

Mehr Informationen erhalten
Sie unter **www.FreeStyle.Abbott**

Medizinprodukt. Bitte die Gebrauchsanweisung genau beachten.
Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten. Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden.

1 Taylor L. Clark, William H. Polonsky, Emily C. Soriano, Diabetes Technology & Therapeutics, 2024. **2** Die Libre App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.freestyle.abbott um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **3** Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit. **4** Haak, Thomas, et al. Diabetes Therapy. 2017; 8 (1): 55–73. Studie wurde mit 224 Erwachsenen durchgeführt. **5** Bolinder, Jan, et al. The Lancet. 2016; 388 (10057): 2254-2263. Studie wurde mit 239 Erwachsenen durchgeführt. **6** Im Vergleich mit anderen am Körper zu tragenden Sensoren. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **7** Im Vergleich mit anderen vom Patienten selbst anzubringenden Sensoren. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **8** Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **9** Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 15 Tage lang getragen werden. **10** Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen. **11** Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden. **12** Der Sensor ist in bis zu 1 m Wassertiefe für die Dauer von bis zu 30 Minuten wasserfest. **13** Die Libre App für Smartwatches ermöglicht es Nutzer:innen, ihre Glukoseinformationen und Benachrichtigungen auf ihrer Smartwatch anzuzeigen, sofern sich diese in Reichweite des verbundenen Smartphones und Sensors befindet. **14** Die Libre App für Smartwatches ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyle.Abbott, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. Für die Nutzung der Libre App ist eine Registrierung bei LibreView erforderlich. Die Libre App für Smartwatches darf nicht zur Grundlage von Therapieentscheidungen verwendet werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Libre App auf Ihrem Smartphone. **15** Glukoseinformationen und Benachrichtigungen werden nur empfangen, wenn sich Ihr Smartphone in Reichweite Ihres Sensors und Ihrer Smartwatch befindet. Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch sind Spiegelungen der Libre App auf Ihrem Smartphone. Sie müssen die entsprechenden Einstellungen auf Ihrem Smartphone aktivieren, um Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch zu erhalten. **16** Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. **17** Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. **18** Das Teilen der Glukosedaten erfordert eine Registrierung bei LibreView. **19** Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView. **20** Basierend auf der Signalstärke im Dexcom G6 CGM Benutzerhandbuch und Medtronic Guardian Connect System Benutzerhandbuch. **21** Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc. **22** Alva S et al. Diabetes Ther. 2023 Mar 6. doi:10.1007/s13300-023-01385-6. Online ahead of print. **23** Yaron, M. Diabetes Care (2019): https://doi.org/10.2337/dc18-0166. **24** Evans M et al., Diabetes Ther. 2022. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9.

© 2026 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Libre, das Schmetterlingslogo, die Form und das Erscheinungsbild des Sensors, die Farbe Gelb sowie sämtliche damit zusammenhängende Marken und/oder Designs sind das geistige Eigentum der Abbott Unternehmensgruppe in ausgewählten Ländern.
ADC-2693269 v1.0 | Juli 2026

Abbott