
FreeStyle
Libre 3
PLUS
Alles in allem einfacheres[1] Diabetesmanagement mit dem FreeStyle Libre 3 Plus Sensor und dem Omnipod® 5 System zur automatischen Insulin-dosierung (AID).
Schritt für Schritt. Das ist Fortschritt.
1. Basierend auf Sensormerkmalen wie der Tragedauer von bis zu 15 Tagen, Daten zur Genauigkeit und der Einrichtung über eine einzige App mit AID-Systemen.
Abbott

FreeStyle Libre 3 PLUS

Unser Sensor und das Omnipod® 5 System stellen eine einfache[1] und integrierte Patientenerfahrung sicher.

Einrichtung über eine einzige App mit dem Omnipod® 5 System

- Die Patient:innen verwenden die Omnipod® 5 App[2] zum Starten ihres FreeStyle Libre 3 Plus Sensors.
- Die App[2] verbindet den Sensor mit dem Omnipod® 5 System, wodurch es für die automatische Insulindosierung bereit ist.[3]
- Familienangehörige, Freunde und Betreuungspersonen können die Glukosedaten der Patient:innen einsehen und über die LibreLinkUp App[6] Alarme[4,5] und Benachrichtigungen einstellen und empfangen.



Keine realen Patientendaten; lediglich zu Illustrationszwecken. Der Pod ist ohne das erforderliche Klebepflaster abgebildet.

1. Basierend auf Sensormerkmalen wie der Tragedauer von bis zu 15 Tagen, Daten zur Genauigkeit und der Einrichtung über eine einzige App mit AID-Systemen. **2.** Die Omnipod® 5 App ist auf dem speziell dafür vorgesehenen Steuergerät installiert. **3.** Um in den Automatisierten Modus wechseln zu können, sind ein aktiver Pod und ein gekoppelter FreeStyle Libre 3 Plus Sensor erforderlich. Während der Aufwärmphase des Sensors hat das Omnipod® 5 System den Status «Automatisierter Modus: Eingeschränkt». Sobald die Aufwärmphase abgeschlossen ist und Glukosewerte des Sensors verfügbar sind, wechselt das Omnipod® 5 System in den Automatisierten Modus. Hierbei trifft der Pod alle 5 Minuten basierend auf den Glukosewerten des Sensors Entscheidungen zur automatischen Insulindosierung. **4.** Um Alarme empfangen zu können, muss der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor mit dem Omnipod® 5 System verbunden sein. **5.** Das Gerät des Nutzers/der Nutzerin muss über eine Internetverbindung verfügen, damit die Glukosedaten automatisch in LibreView hochgeladen und an verbundene Nutzer:innen der LibreLinkUp App übertragen werden können. **6.** Die LibreLinkUp App ist nur mit bestimmten mobilen Geräten und Betriebssystemen kompatibel. Bitte informieren Sie sich vor der Nutzung der App auf der Website www.librelinkup.com über die Gerätekompatibilität. Die Nutzung der LibreLinkUp App erfordert eine Registrierung bei LibreView.

Praktisch[1] für Ihre erwachsenen und pädiatrischen Patient:innen mit dem Omnipod® 5.

Es ist nicht nötig, den FreeStyle Libre 3 Plus Sensor während der Verwendung des Omnipod® 5 Systems auszutauschen.[2]



Der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor ist anwenderfreundlich[3] und angenehm zu tragen[4]. Nur 2 Sensoren pro Monat mit unserem 15-Tage-Sensor.



1. Basierend auf Sensormerkmalen wie der Tragedauer von bis zu 15 Tagen, Daten zur Genauigkeit und der Einrichtung über eine einzige App mit AID-Systemen. **2.** Basierend auf einer automatisierten Insulindosierung von bis zu 3 Tagen. **3.** Haak, T. Diabetes Therapy (2017): https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6. **4.** Alva, S. Diabetes Therapy (2023): https://doi.org/10.1007/s13300-023-01385-6.



Das weltweit führende CGM-System[1] ist die einfache[2] Wahl für Ihre Patient:innen, die kompatible AID-Systeme nutzen.

Längste Tragedauer[3] sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

Hervorragende Genauigkeit über 15 Tage[4].

Der kleinste,[4,5] flachste[5] und diskreteste[4] Sensor der Welt.

Einfaches Teilen[6] der Glukosemesswerte mit Angehörigen.

FreeStyle Libre 3 PLUS

VERSCHREIBEN SIE DEN FREESTYLE LIBRE 3 PLUS SENSOR, UM IHREN PATIENT:INNEN EINE INTEGRIERTE ERFAHRUNG ZU BIETEN.

Abbott

CGM = kontinuierliche Glukosemessung, AID = automatisierte Insulindosierung. Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden.

1. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc. Die Daten basieren auf der weltweiten Zahl der Nutzer:innen des FreeStyle Libre Portfolios im Vergleich zur Anzahl der Nutzer:innen anderer führender sensorbasierter Glukosemesssysteme für den persönlichen Gebrauch. **2.** Basierend auf Sensormerkmalen wie der Tragedauer von bis zu 15 Tagen, Daten zur Genauigkeit und der Einrichtung über eine einzige App mit AID-Systemen. **3.** Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc. Basierend auf der Tragedauer und der Datenspeicherung gemäss Dexcom G7 CGM Benutzerhandbuch und Medtronic Guardian Connect System Benutzerhandbuch. **4.** Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **5.** Im Vergleich mit anderen von Patient:innen selbst anzubringenden Sensoren. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **6.** Die Übertragung der Daten zwischen den FreeStyle Libre System Apps erfordert eine Internetverbindung.

© 2026 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Libre, das Schmetterlingslogo, die Form und das Erscheinungsbild des Sensors, die Farbe Gelb sowie sämtliche damit zusammenhängende Marken und/oder Designs sind das geistige Eigentum der Abbott Unternehmensgruppe in ausgewählten Ländern. | ADC-129231 v1.0